



PAD-100 片剂硬度仪

产品特点

PAD-100型片剂硬度仪拥有高精确的微处理控制数据收集系统，是一款易于用户使用的片剂硬度仪。PAD-100型片剂硬度仪可提供精确的药片硬度测量。同时，药片的直径、厚度和重量也可被记录（可选）。

PAD-100型片剂硬度仪通过7英寸彩色触控界面为客户简化了测试设置程序，同时，内置数据处理功能，分析人员可一键触碰完成药片破碎力的统计分析。

软件具备权限管理与账户分组设定、具备审计追踪、工作日志、实验记录管理等，并且可通过微型针式打印机进行打印工作，同时也可通过USB进行数据导出。

技术参数

名称	参数
硬 度 范 围	0 ~ 490N
硬 度 分 辨 率	0.01N
直 径 范 围	0 ~ 36mm
单 位 显 示	N/kg
测 试 方 式	自动单次或连续多次
测 定 速 度	5 ~ 8片/分钟（根据测试药片的硬度和直径而定）
测 定 次 数	≤9999次
存 储 空 间	256M (最大可扩展64GB)
电 源 功 率	220V±10% AC 50Hz